

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3

Stół operacyjny z osprzętem

Lp.	Minimalne parametry techniczne
1.	Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne.
2.	Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C, zintegrowana kieszeń na kasety rtg
3.	Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: • segment głowy • segment siedziska, • segment pleców • segment nożny dwuczęściowy
4.	Materace segmentów blatu: o grubości min 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwodłęzynowej pianki z "pamięcią" kształtu, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące.
5.	Materace łączone ze stołem za pomocą wielorazowych pasów żelowych zintegrowanych z materacem. Nie dopuszcza się łączenia materaców ze stołem przy pomocy rzepów lub pinów.
6.	Wymiary stołu: - długość 2130 +/- 10 [mm], - szerokość z szynami bocznymi 600 +/- 10 [mm] - min. szerokość leża 550 +/- 10 [mm]
7.	Cztery podwójne koła o średnicy, min 120 mm, dwa z nich antystatyczne
8.	Centralny hamulec na wszystkie 4 koła aktywowany przy pomocy pedału nożnego umieszczonego w osi krótkiej stołu nad głową pacjenta
9.	Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny ≥ 250 kg
10.	Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w dowolnym położeniu blatu względem kolumny ≥ 185 kg
11.	Zakres regulacji segmentu pleców w zakresie min. $-50^{\circ}/+70^{\circ}$
12.	Zakres regulacji wysokości blatu (bez materaca) w zakresie min. 690 do 1050 cm
13.	Zakres regulacji segmentu nóg w zakresie min. $-90^{\circ}/+20^{\circ}$
14.	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga min. 30°
15.	Zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga min. 30°
16.	Możliwość instalacji elementów plecowych i nożnych o różnych kształtach i wymiarach po dowolnej stronie stołu

17.	Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu.(mechanizmy szybko mocujące bez pokręteł i dźwigni)
18.	Sterowanie stołem przy pomocy pilota przewodowego lub za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z możliwością preselekcji funkcji przy pomocy dźwigni umieszczonej w podstawie stołu
19.	Waga stołu z podłączoną sekcją głowy i nóg nie przekraczająca 160 kg
20.	Szyny nierdzewne o wymiarach 25x10 mm, wzdłuż osi długiej blatu stołu , sekcji nóg oraz sekcji głowy w osi wzdłużnej stołu.
21.	Wyposażenie stołu: •Pas brzuszny – 2 szt.

Wraz z dostawą wykonawca dostarczy:

- Instrukcję obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie
- Wykaz punktów serwisowych
- Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych